

BOUGIE HÉGAR, DOUBLE, INOX, N°27/28**

Ref. IS01427



Exemple de bougies Hégar double, inox.
15 tailles disponibles, nous consulter.



06/04/2026 23:42:43 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BOUGIE HÉGAR, DOUBLE, INOX, N°27/28**

Ref. IS01427



Description

Bougié Hégar double, inox

15 Tailles disponibles, nous consulter

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040029672	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	6
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	2.7
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	22
Unité emballée / Poids (kg)	0.183	Unité nue / Poids (kg)	0.183

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

06/04/2026 23:42:43 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.