

# BOUGIE HÉGAR, SIMPLE INOX, 19 CM, N°24

Ref. IS01624



Exemple de bougies Hégar simple, inox.  
30 tailles disponibles, nous consulter



07/04/2026 00:18:52 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

# BOUGIE HÉGAR, SIMPLE INOX, 19 CM, N°24

Ref. [IS01624](#)



## Description

Bougié Hégar simple, inox

30 Tailles disponibles, nous consulter

## Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040029948	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	2.6
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	1.8
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	19
Unité emballée / Poids (kg)	0.112	Unité nue / Poids (kg)	0.112

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 07/04/2026 00:18:52 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.