

SONDE CURETTE NOVACK, 23 CM

Ref. IS03300



Description

Dimension 3mm

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040030104	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	1.7
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	0.7
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	23.1
Unité emballée / Poids (kg)	0.019	Unité nue / Poids (kg)	0.019

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

07/04/2026 01:41:59 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.