

# SONDE VÉSICALE, MÉTAL, FEMME, 15 CM X 4 MM

Ref. [IS03400](#)



## Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040087573	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	0.5
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	0.5
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	16
Unité emballée / Poids (kg)	0.006	Unité nue / Poids (kg)	0.006

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

 07/04/2026 00:29:15 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.