

SPÉCULUM VAGINAL COLLIN, 25 MM, LONG 85 MM

Ref. IS04625



CE

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
I
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2 ANS
2
2 YEARS
GUARANTEE

STAINLESS
INOX
STEEL

06/04/2026 23:31:52 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

SPÉCULUM VAGINAL COLLIN, 25 MM, LONG 85 MM

Ref. [IS04625](#)



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040030197	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	2.5
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	6.5
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	8.5
Unité emballée / Poids (kg)	0.187	Unité nue / Poids (kg)	0.187

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 06/04/2026 23:31:52 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.