

SPÉCULUM VAGINAL COLLIN, 30 MM, LONG 105 MM

Ref. IS04630



CE

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
I
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2 ANS
2
2 YEARS
GUARANTEE

STAINLESS
INOX
STEEL

07/04/2026 02:24:40 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

SPÉCULUM VAGINAL COLLIN, 30 MM, LONG 105 MM

Ref. [IS04630](#)



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040030203	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	3
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité emballée / Longueur (cm)	nc
Unité nue / Longueur (cm)	10.5	Unité emballée / Poids (kg)	0.25
Unité nue / Poids (kg)	0.236		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

07/04/2026 02:24:40 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.