

# SPÉCULUM VAGINAL COLLIN, 38 MM, LONG 110 MM

Ref. IS04638



CE

DISPOSITIF MEDICAL  
CLASSE  
**I**  
MEDICAL DEVICE

GARANTIE  
2 ANS  
**2**  
2 YEARS  
GUARANTEE

STAINLESS  
**INOX**  
STEEL

07/04/2026 03:40:59 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

# SPÉCULUM VAGINAL COLLIN, 38 MM, LONG 110 MM

Ref. IS04638



## Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040030241	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	3.8
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	6
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	11
Unité emballée / Poids (kg)	0.274	Unité nue / Poids (kg)	0.274

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 07/04/2026 03:40:59 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.