

# SPECULUM VAGINAL COLLIN, 30 MM, LONG 120 MM

Ref. IS04730



## Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040030265	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
<b>MESURES</b>			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	7.5
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	6.5
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	18.3
Unité emballée / Poids (kg)	0.245	Unité nue / Poids (kg)	0.245
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES</b>			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
<b>AUTRES CARACTÉRISTIQUES</b>			
Unité emballée / Quantité	1		

07/04/2026 00:41:28 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.