

SERINGUE À OREILLE, 110 ML

Ref. IS17110



Caractéristiques

| | | | |
|-----------------|---------------|--------------------|----------|
| Marquage CE | CE | Dispositif Médical | Classe I |
| Code barre | 3661040030951 | Code douanier | 90189084 |
| Garantie (mois) | 24 | Pays | Pakistan |

MESURES

| | | | |
|--------------------------------|------|---------------------------|-------|
| Unité emballée / Largeur (cm) | nc | Unité nue / Largeur (cm) | 6 |
| Unité emballée / Hauteur (cm) | nc | Unité nue / Hauteur (cm) | 5.5 |
| Unité emballée / Longueur (cm) | nc | Unité nue / Longueur (cm) | 23 |
| Unité emballée / Poids (kg) | 0.28 | Unité nue / Poids (kg) | 0.279 |

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

| | | | |
|------------------|----|------------------|----|
| Température mini | NA | Température maxi | NA |
| Humidité mini | NA | Humidité maxi | NA |

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---------------------------|---|
| Unité emballée / Quantité | 1 |
|---------------------------|---|

📅 07/04/2026 01:49:11 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.