

## TROUSSE GRAND MODÈLE NYLON NOIR AVEC LOGO SPENGLER BLANC

Ref. 535019



### Description

Trousse en nylon noir 25x20x5 cm à fermeture éclair® SPENGLER  
Vendue vide

 07/04/2026 02:20:45 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

# TROUSSE GRAND MODÈLE NYLON NOIR AVEC LOGO SPENGLER BLANC



Ref. 535019

## Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3700446002008	Code douanier	90330000
Garantie (mois)	60	Pays	Chine

### MESURES


Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.111

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

 07/04/2026 02:20:45 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.