



# MONITEUR NC5 PNI + SPO2 COMEN

Ref. BCMONI03

# COMEN



CE  
1639



DISPOSITIF MEDICAL  
CLASSE  
**IIb**  
MEDICAL DEVICE

GARANTIE  
**3**  
3 ANS  
3 YEARS  
GUARANTEE



07/04/2026 03:19:37 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## MONITEUR NC5 PNI + SPO2 COMEN

Ref. BCMONI03

# COMEN

**Le moniteur multi-paramètres très intuitif et d'une grande lisibilité grâce à son écran tactile 8"**

### Description

Le NC5 est le moniteur multi-paramètres parfaitement adapté à tous les services des établissements hospitaliers et des cliniques, grâce à son double mode de contrôle ponctuel et de surveillance au chevet du patient et à sa petite taille avec en option un pied à roulettes ou un support mural.

- Mesure: PNI et SpO2
- Double mode: contrôle ponctuel et surveillance, facilement permutable.
- Ecran TFT tactile 8" pour un affichage clair et une utilisation intuitive
- Alarmes sonores et visuelles ( distinction entre problème patient et problème technique, fonction: appel infirmier(e))
- Accessoires PNI et SpO2 pour tous les patients (adulte, pédiatrique et néonatal) (livré avec brassard PNI et capteur SpO2 pour adulte)
- Affichage des scores d'alerte précoce (NEWS, MEWS, EWS) et calcul de paramètres
- Batterie Lithium 2200mAh rechargeable intégrée d'une autonomie de 3 heures et autonomie de 8 heures avec batterie Lithium 4400mAh non intégrée.
- Communication : WIFI, HL7, appel infirmier(e), avec le Système Informatique de l'Hôpital et le Système de Surveillance Centralisé
- Options: Pied à roulettes, support mural, douche code barre.
- Poids: 2,3kg

**MONITEUR NC5 PNI + SPO2 COMEN**Ref. BCMONI03**COMEN****Caractéristiques**

Marquage CE	CE1639	Dispositif Médical	Classe IIb
Code barre	3661040219073	Code douanier	9018199560
Garantie (mois)	36	Pays	Chine

**MESURES**

Unité emballée / Largeur (cm)	29	Unité nue / Largeur (cm)	16.5
Unité emballée / Hauteur (cm)	26	Unité nue / Hauteur (cm)	25
Unité emballée / Longueur (cm)	36	Unité nue / Longueur (cm)	16.5
Unité emballée / Poids (kg)	3.8	Unité nue / Poids (kg)	2.3

**CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES**

Température mini	-20	Température maxi	60
Humidité mini	NA	Humidité maxi	93

**AUTRES CARACTÉRISTIQUES**

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 07/04/2026 03:19:37 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.