



# CARDIOTOLOGRAPHIE COMEN C11 AVEC OPTION GÉMELLAIRE ET VCT

Ref. BCTOCO12

# COMEN



CE  
1639



DISPOSITIF MEDICAL  
CLASSE  
**II<sub>b</sub>**  
MEDICAL DEVICE

GARANTIE  
**3**  
3 ANS  
3 YEARS  
GUARANTEE



06/04/2026 23:17:17 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

# CARDIOTOCOGRAPHE COMEN C11 AVEC OPTION GÉMELLAIRE ET VCT

# COMEN

Ref. BCTOCO12

**Un cardiocographe très facilement transportable avec son design compact et son élégant sac de transport mini Eiffel!**

## Description

Le C11 est un moniteur foetal et maternel qui effectue le monitoring de surveillance foetale. Ainsi il mesure la cadence du coeur du foetus ainsi que les contractions de l'utérus de la mère.

Il se distingue par sa portabilité: compact, léger et facilement transportable avec sa poignée ou son élégant sac mini Eiffel (en option). Il est parfaitement adapté aux sage-femmes libérales, aux cabinets de gynécologie/obstétrique, ainsi qu'aux services de maternité, grâce à son chariot à roulettes qui permet de le déplacer aisément au chevet de la future maman.

Design compact avec un élégant sac mini Eiffel en option

Ecran LCD couleur 5,7" ajustable de 0 à 90°

Reconnaissance automatique des différentes sondes pour éviter tout dysfonctionnement

Sondes très sensibles ( 9 cristaux) et étanches (IP67), très utiles au moment de l'accouchement

Détecteur de mouvement foetal (automatique et manuel)

Imprimante thermique rapide et réglable

Calcul de la VCT et scores NST/Fischer/Fischer avancé/ Krebs

Dimension: 28,7 x 23,2 x 9 cm Poids: 2,2kg

Garantie : 3 ans

# CARDIOTOLOGRAPHIE COMEN C11 AVEC OPTION GÉMELLAIRE ET VCT

## COMEN

Ref. [BCTOCO12](#)

### Caractéristiques

Marquage CE	CE1639	Dispositif Médical	Classe IIb
Code barre	3661040219233	Code douanier	9018193010
Garantie (mois)	36	Pays	Chine

#### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	29	Unité nue / Largeur (cm)	23.2
Unité emballée / Hauteur (cm)	38	Unité nue / Hauteur (cm)	9
Unité emballée / Longueur (cm)	45	Unité nue / Longueur (cm)	28.7
Unité emballée / Poids (kg)	4.55	Unité nue / Poids (kg)	2.1

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

#### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

 06/04/2026 23:17:17 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.