

**LOT DE 20 BRASSARDS SUNTECH
MONOBLOC PATIENT UNIQUE
NOURRISSON (8-13CM) - CONNECTEUR
BAYONET**

SUNTECH

Ref. DSU231060



CE



Indiqués pour la mesure non invasive de la pression artérielle en pédiatrie.

Description

Lot de 20 brassards Suntech "SOFT" à patient unique, orange.
Taille petit enfant 8-13cm, raccord rectus bayonnette.

07/04/2026 00:17:17 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

**LOT DE 20 BRASSARDS SUNTECH
MONOBLOC PATIENT UNIQUE
NOURRISSON (8-13CM) - CONNECTEUR
BAYONET**

SUNTECH

Ref. DSU231060

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446014025	Code douanier	9018905040
Pays	Chine		
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	13	Unité emballée / Hauteur (cm)	11
Unité emballée / Longueur (cm)	31	Unité emballée / Poids (kg)	0.47
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

📅 07/04/2026 00:17:17 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.