

**LOT DE 20 BRASSARDS SUNTECH
MONOBLOC PATIENT UNIQUE ENFANT (12-
19CM) - CONNECTEUR BAYONET**

SUNTECH

Ref. DSU231061



CE



Brassards à usage unique conçus pour une mesure sécurisée et adaptée aux enfants.

Description

Lot de 20 brassards Suntech "SOFT" à patient unique, vert.
Taille enfant 12-19cm, raccord rectus bayonnette.

07/04/2026 01:02:01 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

**LOT DE 20 BRASSARDS SUNTECH
MONOBLOC PATIENT UNIQUE ENFANT (12-
19CM) - CONNECTEUR BAYONET**

SUNTECH

Ref. DSU231061

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446014032	Code douanier	9018905040
Pays	Chine		
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

📅 07/04/2026 01:02:01 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.