

**LOT DE 20 BRASSARDS SUNTECH  
MONOBLOC PATIENT UNIQUE LARGE  
ADULTE (31-40CM) - CONNECTEUR  
BAYONET**

Ref. DSU231067

**SUNTECH**



CE



Des brassards larges à usage unique pour une mesure confortable et fiable chez l'adulte.

## Description

Lot de 20 brassards Suntech "SOFT" à patient unique, bordeaux.  
Taille large adulte 31-40cm, raccord rectus bayonnette.

06/04/2026 23:39:28 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

**LOT DE 20 BRASSARDS SUNTECH  
MONOBLOC PATIENT UNIQUE LARGE  
ADULTE (31-40CM) - CONNECTEUR  
BAYONET**

**SUNTECH**

Ref. DSU231067

## Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446014186	Code douanier	9018905040
Pays	Chine		
<b>MESURES</b>			
Unité emballée / Largeur (cm)	24	Unité emballée / Hauteur (cm)	24
Unité emballée / Longueur (cm)	24	Unité emballée / Poids (kg)	2.004
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES</b>			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
<b>AUTRES CARACTÉRISTIQUES</b>			
Unité emballée / Quantité	1		

06/04/2026 23:39:28 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.