

# ETRIER CRANIEN DE GARDNER, WELLS 200 MM

Ref. IE37301



CE



07/04/2026 01:16:39 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

# ETRIER CRANIEN DE GARDNER, WELLS 200 MM

Ref. IE37301



## Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040138206	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	13
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	1.2
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	30
Unité emballée / Poids (kg)	0.3	Unité nue / Poids (kg)	0.3

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 07/04/2026 01:16:39 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.