

PINCE TERRIER, S/G, 18 CM

Ref. IP23218



CE



06/04/2026 22:57:13 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

PINCE TERRIER, S/G, 18 CM

Ref. IP23218



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040134024	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.034
Unité nue / Poids (kg)	0.034		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1		
---------------------------	---	--	--