

PORTE-AIGUILLE DE RYDER 20 CM - MORS TUNGSTÈNE



Ref. IP50420

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040134185	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	8
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	0.5
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	20
Unité emballée / Poids (kg)	0.062	Unité nue / Poids (kg)	0.062
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

📅 07/04/2026 00:51:38 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.