

MINI SAC MÉDICAL EIFFEL, DE BOISSY

Ref. MDEIFF02

De Boissy
— DEPUIS 1982



📅 08/04/2026 01:31:51 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

MINI SAC MÉDICAL EIFFEL, DE BOISSY

Ref. MDEIFF02

De Boissy
— DEPUIS 1982

La version mini du Sac Médical EIFFEL

Description

Chic et simple à la fois, le mini sac EIFFEL rappelle la forme de la sacoche traditionnelle en cuir des médecins. Grâce à son ouverture bidirectionnelle et ses multiples poches/compartiments, il permet de ranger et d'atteindre facilement tout le matériel de soin et les instruments de diagnostic dont les professionnels de santé ont besoin. D'un gris chiné, le tissu polyester est résistant, durable, déperlant et donc lavable, il est accompagné d'une bande réfléchissante pour la sécurité, et de glissières YKK® pour leur qualité.

- Un espace principal qui comprend 6 poches et 1 séparateur amovibles velcro. La grande ouverture à zip bidirectionnel donne accès très facilement aux instruments de diagnostic et matériel de soin
- Une poche ventrale (31x15cm) s'ouvre complètement avec d'un côté 2 filets de rangements zippés et 2 poches plates, et sur l'autre face plusieurs boucles élastiques qui permettent de ranger les petites fournitures de soins : pinces, ciseaux, lampe-stylo, thermomètre, bandages, stylos, etc...
- Il y a également quatre petites poches externes zippées et une autre sur le côté avec élastique pour y glisser la bouteille de gel hydroalcoolique qui reste accessible facilement et à tout moment
- Des poignées rembourrées et solides, une bandoulière rembourrée et réglable
- Un porte-nom pour bien identifier le sac
- Un fond antidérapant pour réduire le frottement et l'usure
- Dimensions l x h x p : 32 x 28 x 20 cm
- Poids : 0,95 kg
- Contenu maximal recommandé : 4 kg / 15 litres
- Vendu vide

📅 08/04/2026 01:31:51 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

MINI SAC MÉDICAL EIFFEL, DE BOISSY

Ref. MDEIFF02

De Boissy
— DEPUIS 1982

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3661040218946	Code douanier	4202290000
Garantie (mois)	12	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	28	Unité nue / Largeur (cm)	28
Unité emballée / Hauteur (cm)	8	Unité nue / Hauteur (cm)	20
Unité emballée / Longueur (cm)	42	Unité nue / Longueur (cm)	32
Unité emballée / Poids (kg)	nc	Unité nue / Poids (kg)	0.94

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 08/04/2026 01:31:51 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.