


DIVAN D'EXAMEN EPOXY - SYSTÈME DE MONTAGE RAPIDE - NOIR

Ref. OSA003E_N



07/04/2026 02:56:54 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

DIVAN D'EXAMEN EPOXY - SYSTÈME DE MONTAGE RAPIDE - NOIR

Ref. OSA003E_N



Excellent rapport qualité/prix

Description

- Structure en tube carré (50 x 30 mm) en acier laqué époxy blanc
- Ajustage de la tête jusqu'à +75° par 2 crémaillères mécaniques autobloquantes
- Matelas en simili cuir
- Coloris unique noir
- Tête et siège rembourrés de mousse, d'une épaisseur de 6 cm et très haute densité (30 kg/m³) et recouverts de tissu plastifié lavable, ignifugé (classement de résistance au feu : M1)
- Dimension : 190 x 62 x 70 cm
- Charge maximum : 150 kg
- Porte rouleau amovible positionnable à la tête ou aux pieds

Inox ou Epoxy : quelle différence ?

Epoxy : le choix économique. L'acier est simplement recouvert d'une résine pour retarder sa corrosion.

Inox : c'est l'acier modifié pour devenir complètement INOXYDABLE, il ne rouille pas.

Et le saviez-vous ?

Aujourd'hui, plus de 90 % de l'inox est fabriqué à partir d'acier recyclé, c'est bien pour l'environnement !

DIVAN D'EXAMEN EPOXY - SYSTÈME DE MONTAGE RAPIDE - NOIR

Ref. [OSA003E_N](#)



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040168135	Code douanier	94029000
Garantie (mois)	36	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	16	Unité nue / Largeur (cm)	63
Unité emballée / Hauteur (cm)	67	Unité nue / Hauteur (cm)	70
Unité emballée / Longueur (cm)	190	Unité nue / Longueur (cm)	190
Unité emballée / Poids (kg)	28	Unité nue / Poids (kg)	25

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

 07/04/2026 02:56:54 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.