


IMMOBILISATEUR DE TÊTE POUR CIVIÈRE ET PLAN DUR, ROUGE

Ref. SBRAN10_O



07/04/2026 03:21:43 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

IMMOBILISATEUR DE TÊTE POUR CIVIÈRE ET PLAN DUR, ROUGE

Ref. [SBRAN10_O](#)



l'immobilisateur de tête parfaitement utilisable avec civière!

Description

- Fabriqué avec des matériaux en plastique haute densité, trous larges au niveau des oreilles pour surveiller le conduit audit du patient
- Il peut être utilisé avec une civière et un plan dur
- Interférence minimale avec les systèmes de radiographie ou IRM
- Revêtement plastique résistant à l'eau et facile à nettoyer
- Dimensions (L x W x H) : 40 x 25 x 16 cm
- Poids : 1 kg
- Coloris unique : rouge

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040094656	Code douanier	94029000
Garantie (mois)	12	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	26	Unité nue / Largeur (cm)	25
Unité emballée / Hauteur (cm)	14	Unité nue / Hauteur (cm)	16
Unité emballée / Longueur (cm)	43	Unité nue / Longueur (cm)	40
Unité emballée / Poids (kg)	0.95	Unité nue / Poids (kg)	1

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 07/04/2026 03:21:43 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.