

CIVIÈRE DE RELEVAGE PLASTIQUE, JAUNE

Ref. SBRAN13_J



07/04/2026 00:48:24 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CIVIÈRE DE RELEVAGE PLASTIQUE, JAUNE

Ref. SBRAN13_J



La civière de relevage haute résistance!

Description

Fonction «cuillère» exercée par les deux lames longitudinales, pour positionner la civière sous le patient sans le déplacer. La civière de relevage peut être utilisée pour soulever, déplacer ou transporter les patients.

- Longueur ajustable sur 4 niveaux en fonction de la taille des patients de 162 à 234 cm
- Structure aluminium haute résistance
- Dimensions (L x W x H) : 162 x 45 x 7 cm
- Poids : 8 kg
- Charge maximum transportée : 159 kg

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040094670	Code douanier	94029000
Garantie (mois)	12	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	47	Unité nue / Largeur (cm)	45
Unité emballée / Hauteur (cm)	8	Unité nue / Hauteur (cm)	7
Unité emballée / Longueur (cm)	165	Unité nue / Longueur (cm)	162
Unité emballée / Poids (kg)	10.8	Unité nue / Poids (kg)	8

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---