



**MONITEUR NC5 PNI + SPO2 COMEN + TEMP
+ PRINT**

Ref. BCMONI09

COMEN



CE
1639



DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE IIb
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
3 ANS
3 YEARS
GUARANTEE



07/04/2026 02:50:06 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

MONITEUR NC5 PNI + SPO2 COMEN + TEMP + PRINT

COMEN

Ref. BCMONI09

Le moniteur multi-paramètres très intuitif et d'une grande lisibilité avec son écran tactile 8", doté d'un thermomètre tympanique et d'une imprimante

Description

Le moniteur NC5 est le moniteur multi-paramètres parfaitement adapté à tous les services des établissements hospitaliers et des cliniques, grâce à son double mode de contrôle ponctuel et de surveillance continue au chevet du patient et à sa petite taille avec en option un pied à roulettes ou un support mural.

- Mesure PNI, SpO2 et TEMP (thermomètre tympanique infra-rouge sans fil).
- imprime les résultats.
- Ecran TFT tactile 8" pour un affichage clair et une utilisation intuitive
- Alarmes sonores et visuelles (distinction entre problème physiologique et problème technique, fonction: appel infirmier(e)).
- Accessoires PNI et SpO2 pour tous types de patient (Adulte, pédiatrique et néonatal) (livré avec brassard PNI et capteur SpO2 pour adulte).
- Affichage des scores d'alerte précoce: NEWS, MEWS, EWS et calcul de paramètres cliniques.
- Batterie lithium 2200mAh rechargeable intégrée d'une autonomie de 3 heures et autonomie de 8 heures avec batterie lithium 4400mAh non intégrée.
- Communication: WIFI, HL7, appel infirmier(e) avec le Système Informatique de l'Hôpital (SIH) et le système de Surveillance Centralisé.
- Options: Pied à roulettes, support mural, douche code barre
- Poids: 2,3kg

**MONITEUR NC5 PNI + SPO2 COMEN + TEMP
+ PRINT****COMEN****Ref. BCMONI09****Caractéristiques**

Marquage CE	CE1639	Dispositif Médical	Classe IIb
Code barre	3661040220017	Code douanier	9018199560
Garantie (mois)	36	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	29	Unité nue / Largeur (cm)	16.5
Unité emballée / Hauteur (cm)	26	Unité nue / Hauteur (cm)	25
Unité emballée / Longueur (cm)	36	Unité nue / Longueur (cm)	16.5
Unité emballée / Poids (kg)	3.8	Unité nue / Poids (kg)	2.3

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-20	Température maxi	55
Humidité mini	NA	Humidité maxi	85

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

 07/04/2026 02:50:06 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.