

SAC À DOS MÉDICAL CONVERTIBLE ETRETAT, DE BOISSY

Ref. MDETRE03

De Boissy
— DEPUIS 1982



📅 06/04/2026 23:03:38 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

SAC À DOS MÉDICAL CONVERTIBLE ETRETAT, DE BOISSY

Ref. MDETRE03

De Boissy
— DEPUIS 1982

Il se porte en sac à dos, à la main ou encore à l'épaule ; un véritable couteau suisse !

Description

Ecoresponsable, personnalisable et « super organisé » pour un look tendance avec toutes les options pratiques et modernes.

Tous les tissus, extérieurs comme intérieurs, certifiés Global Recycled Standard (GRS), ont été fabriqués à partir de matière recyclée et restent lavables, résistants et déperlants.

Etretat : c'est le gris des falaises et le brun de la terre de ce lieu emblématique et naturel de Normandie.

Les sacs Etretat ont été conçus pour être « ultra pratiques », pour être le meilleur allié des professionnels de santé lors de leurs visites médicales à domicile ou en collectivité.

- Son espace principal est modulable et contient 4 compartiments zippés, extractibles (fixés avec velcro) : 3 transparents pour identifier rapidement le contenu, et 1 isotherme, fourni avec sa poche de gel froid réutilisable, pour y glisser jusqu'à 20 ampoules
- Un zip d'extension permet d'agrandir ce compartiment principal pour y ranger davantage de matériel
- Un second espace matelassé permet de ranger ordinateur/tablette et documents
- Ce modèle a également la grande poche ventrale (45x21 cm) qui s'ouvre complètement avec d'un côté 2 filets de rangements zippés et 2 poches plates, et sur l'autre face plusieurs boucles élastiques qui permettent de ranger les petites fournitures de soins : pinces, ciseaux, lampe-stylo, thermomètre, bandages, stylos, etc...
- Deux poches externes zippées, plus une avec élastique dédiée à la bouteille de gel hydroalcoolique, une pochette, d'aspect cuir grainé détachable-personnalisable (pochette fantaisie imprimée vendue séparément)
- Un port USB externe avec câble de chargement intégré permet de brancher une batterie de secours et ne jamais tomber en panne de téléphone, ou oublier son chargeur chez un patient
- Les bretelles, les poignées et la bandoulière sont rembourrées, solides et dissimulables pour adopter le porté qui convient le mieux
- Dimensions l x h x p : 30 x 45 x 15/19 cm
- Poids : 2,2 kg
- Contenu maximal recommandé : 6 kg / 19-25 litres

Le sac De Boissy est remis dans son sac anti-poussière afin de le protéger lorsqu'on le range. Gris avec des motifs, cet accessoire est conçu à partir de matières recyclées avec un serrage par cordon.

SAC À DOS MÉDICAL CONVERTIBLE ETRETAT, DE BOISSY

Ref. MDETRE03

De Boissy
— DEPUIS 1982

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3661040218984	Code douanier	4202929190
Garantie (mois)	12	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	50	Unité nue / Largeur (cm)	15
Unité emballée / Hauteur (cm)	35	Unité nue / Hauteur (cm)	45
Unité emballée / Longueur (cm)	50	Unité nue / Longueur (cm)	30
Unité emballée / Poids (kg)	1.86	Unité nue / Poids (kg)	1.86

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 06/04/2026 23:03:38 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.