

SAC MÉDICAL OUESSANT, DE BOISSY

Ref. MDOUES01

De Boissy
— DEPUIS 1982



📅 07/04/2026 02:48:23 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

SAC MÉDICAL OUESSANT, DE BOISSY

Ref. MDOUES01



DEPUIS 1982

Ecoresponsable, personnalisable et « super organisé » pour un look tendance avec toutes les options pratiques et modernes

Description

Tous les tissus, extérieurs comme intérieurs, certifiés Global Recycled Standard (GRS), ont été fabriqués à partir de matière recyclée et restent lavables, résistants et déperlants.

Son bleu profond, inspiré par les rivages d'Ouessant, est sublimé par des finitions effet cuir noir grainé, conférant une allure élégante et professionnelle.

Si De Boissy a tenu à rendre hommage aux soignants et s'inspirer pour ses sacs de la forme de la sacoche traditionnelle en cuir des médecins, le look des sacs Ouessant contraste bel et bien avec le classicisme habituel. De Boissy a joué la carte de l'élégance, de la tendance et de la modernité. Et il n'en reste pas moins qu'ils ont été conçus pour être « ultra pratiques », pour être le meilleur allié des professionnels de santé lors de leurs visites médicales à domicile ou en collectivité.

- L'espace principal intérieur grand volume comprend 6 poches, 2 séparateurs amovibles velcro, 1 compartiment matelassé pour l'ordinateur portable. Avec une très grande ouverture à zip bidirectionnel, il donne accès très facilement aux instruments de diagnostic et matériel de soin
- Cet espace comprend aussi 2 compartiments détachables (avec velcro) : 1 transparent pour identifier rapidement le contenu, et isotherme, fourni avec sa poche de gel froid réutilisable, pour y glisser jusqu'à 20 ampoules. Il y a également un mousqueton pour par exemple, y regrouper les clefs des patients à visiter tous les jours et même une boucle élastique pour maintenir debout une bouteille ou une gourde.
- La poche ventrale (40x20 cm) s'ouvre complètement avec d'un côté 2 filets de rangements zippés et 2 poches plates, et sur l'autre face plusieurs boucles élastiques permettent de ranger les petites fournitures de soins : pinces, ciseaux, lampe-stylo, thermomètre, bandages, stylos, etc...
- Trois poches externes zippées dont une pour les documents A4 et une autre sur le côté avec élastique pour y glisser la bouteille de gel hydroalcoolique qui reste accessible facilement et à tout moment
- 1 pochette, d'aspect cuir grainé, est détachable. Ce qui permet de personnaliser son sac (pochette fantaisie imprimée vendue séparément)
- Un port USB externe avec câble de chargement intégré permet de brancher une batterie de secours et ne jamais tomber en panne de téléphone, ou oublier son chargeur chez un patient
- Des poignées rembourrées et solides, une bandoulière rembourrée et réglable
- Un porte-nom pour bien identifier le sac
- Un fond antidérapant pour réduire le frottement et l'usure
- Dimensions l x h x p : 40 x 35 x 24 cm
- Poids : 1,6 kg
- Contenu maximal recommandé : 6 kg / 24 litres

📅 07/04/2026 02:48:23 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

SAC MÉDICAL OUESSANT, DE BOISSY

Ref. MDOUES01



DEPUIS 1982

– Vendu vide

Le sac De Boissy est remis dans son sac anti-poussière afin de le protéger lorsqu'on le range. Gris avec des motifs, cet accessoire est conçu à partir de matières recyclées avec un serrage par cordon.

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3700446042417	Code douanier	42022290
Garantie (mois)	12	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	46	Unité emballée / Hauteur (cm)	44
Unité emballée / Longueur (cm)	60	Unité emballée / Poids (kg)	1.65
Unité nue / Poids (kg)	1.65		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

07/04/2026 02:48:23 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.