

# CAPTEUR SPO2 SILICONE PÉDIATRIQUE POUR VITALIMATE MINI

Ref. [MONI010C](#)

## Le capteur SpO2 en silicone du Vitalimate MINI

### Description

Capteur en silicone pour le moniteur Vitalimate MINI de Spengler

- Taille pédiatrique
- longueur 1 m
- capteur à 6 broches

Existe aussi en taille adulte

Spengler propose aussi pour le Vitalimate MINI des capteurs rigides toutes tailles et un clip oreille.

### Caractéristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe IIb
Code barre	6948309002551	Code douanier	9018193090
Garantie (mois)	6	Pays	Chine

#### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.055
Unité nue / Poids (kg)	0.05		

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-20	Température maxi	55
Humidité mini	10	Humidité maxi	93

#### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

 07/04/2026 00:36:11 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.