

CAPTEUR SPO2 CLIP OREILLE RÉUTILISABLE POUR VITALIMATE MINI

Ref. MONI010E



CE
0123



07/04/2026 02:16:31 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CAPTEUR SPO2 CLIP OREILLE RÉUTILISABLE POUR VITALIMATE MINI

Ref. [MONI010E](#)

Le capteur SpO2 clip oreille pour le Vitalimate MINI

Description

Capteur SpO2 clip oreille

Le capteur s'utilise avec le moniteur Vitalimate MINI de Spengler.

- longueur 1m
- capteur à 6 broches

Spengler propose aussi des capteurs en silicone ainsi que des capteur clip rigides dans toutes les tailles: adulte, pédiatrique et néonatale.

Caractéristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe IIb
Code barre	6948309002568	Code douanier	901819309C
Garantie (mois)	6	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.055
Unité nue / Poids (kg)	0.05		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-20	Température maxi	55
Humidité mini	10	Humidité maxi	93

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

📅 07/04/2026 02:16:31 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.