

CAPTEUR SPO2 CLIP ADULTE RÉUTILISABLE POUR VITALIMATE MINI

Ref. MONI010



CE
0123



07/04/2026 01:09:10 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CAPTEUR SPO2 CLIP ADULTE RÉUTILISABLE POUR VITALIMATE MINI

Ref. [MONI010](#)

Le capteur SpO2 clip adulte Vitalimate MINI Spengler

Description

Capteur SpO2 clip réutilisable adulte rigide

Très confortable avec sa protection interne en silicone, le capteur s'utilise pour les patients adultes avec le moniteur Vitalimate MINI de Spengler.

- longueur 1m
- capteur à 6 broches

Existe aussi en taille pédiatrique et nouveaux-nés.

Spengler propose aussi des capteurs en silicone ainsi qu'un clip oreille pour le Vitalimate MINI

CAPTEUR SPO2 CLIP ADULTE RÉUTILISABLE POUR VITALIMATE MINI

Ref. [MONI010](#)

Caractéristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe IIb
Code barre	6948309002322	Code douanier	9018193090
Garantie (mois)	6	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.055
Unité nue / Poids (kg)	0.05		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-20	Température maxi	55
Humidité mini	10	Humidité maxi	93

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

 07/04/2026 01:09:10 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.