

BRASSARD PNI IMMERGEABLE CLINIC®

Ref. BM105S



📅 09/04/2026 23:54:25 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BRASSARD PNI IMMERGEABLE CLINIC®

Ref. BM105S

Le brassard PNI immergeable tout confort!

Description

Le brassard PNI CLINIC® confortable pour le patient.

- adapté à tous types de patients avec 6 tailles disponibles (5 brassards et un cuissard)
- fait en TPU, matière au contact agréable
- facile d'entretien: immergeable

Disponible en 5 tailles:

- BM101S taille nourrisson
- BM102S taille enfant
- BM103S taille petit adulte
- BM104S taille adulte
- BM105S taille large adulte

SPENGLER MEDICAL S'ENGAGE DURABLEMENT!

Pour les brassards et cuissards CLINIC®, SPENGLER MEDICAL a remplacé l'emballage plastique par des enveloppes kraft certifiées FSC.

BRASSARD PNI IMMERGEABLE CLINIC®

Ref. BM105S

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700468215769	Code douanier	9018901000
Garantie (mois)	12		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	10	Température maxi	70
Humidité mini	10	Humidité maxi	100

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

📅 09/04/2026 23:54:25 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.