


# BRASSARD POUR MOBI (XS À S) SPENGLER

Ref. 513710



12/04/2026 19:52:30 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## BRASSARD POUR MOBI (XS À S) SPENGLER

Ref. 513710



### Description

Pièce détachée :

- Motifs pédiatriques sur le brassard
- Les brassards disposent d'une entrée universelle LIFE LINK pour connecter la tubulure
- Les matériaux sélectionnés améliorent le nettoyage et la durabilité
- La nouvelle silhouette du brassard offre une lisibilité dégagée de l'index de taille du brassard

Tailles disponibles :

- XS bras d'une circonférence de 9 à 16 cm (513710)
- S bras d'une circonférence de 15 à 26 cm (513711)

### Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446027995	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	12	Pays	Chine

#### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.143

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

#### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1	Taille Américaine (XXS - XXL)	XS
---------------------------	---	-------------------------------	----