

MONTRE INFIRMIÈRE SPENGLER

Ref. 570652



Description

Montre infirmière, pour un look parfait avec le tensiomètre MOBI de SPENGLER

- En silicone souple, s'accroche facilement à la blouse
- Système «Stop & Go» pour économiser la pile
- 4 couleurs assorties au tensiomètre Mobi

📅 12/04/2026 20:09:57 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

MONTRE INFIRMIÈRE SPENGLER

Ref. 570652



Caractéristiques

| | | | |
|-----------------|---------------|--------------------|----------|
| Marquage CE | AUCUN | Dispositif Médical | Non |
| Code barre | 3700446029548 | Code douanier | 91021100 |
| Garantie (mois) | 12 | Pays | Chine |

MESURES

| | | | |
|--------------------------------|----|-------------------------------|-------|
| Unité emballée / Largeur (cm) | nc | Unité emballée / Hauteur (cm) | nc |
| Unité emballée / Longueur (cm) | nc | Unité emballée / Poids (kg) | 0.064 |

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

| | | | |
|------------------|----|------------------|----|
| Température mini | NA | Température maxi | NA |
| Humidité mini | NA | Humidité maxi | NA |

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

| | | | |
|----------|---------|---------------------------|---|
| Couleurs | Carbone | Unité emballée / Quantité | 1 |
|----------|---------|---------------------------|---|

 12/04/2026 20:09:57 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.