

**LAMES MILLER DE LARYNGOSCOPE  
LUXAMED® F.O INTÉGRÉE**

**LUXAMED®**

Ref. E1.422.012



CE



**les lames Miller de laryngoscope LUXAMED® avec fibre optique intégrée**

## Description


Les lames Miller de laryngoscope LUXAMED® avec fibre optique intégrée sont disponibles en plusieurs tailles.

12/04/2026 19:12:20 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

**LAMES MILLER DE LARYNGOSCOPE  
LUXAMED® F.O INTÉGRÉE**

**LUXAMED®**

Ref. E1.422.012



	A(mm)	B(mm)
Taille 00	65	11
Taille 0	77	11
Taille 1	102	11
Taille 2	155	14
Taille 3	195	15
Taille 4	210	18

- Lame pour fibre optique intégrée
- Conçue en acier inoxydable de haute qualité pour une longue durée de vie
- Nettoyage et stérilisation faciles car pas de nid de poussière
- Sans maintenance
- 5500 fibres pour atteindre une durée de vie et une intensité lumineuse maximales
- Eclairage optimal avec la plus grande section possible (4mm de diamètre)
- Eclairage d'environ 10 500 Lux pour 3.7V et 2.5V LED
- Compatible avec tous les manches conformes à l'ISO 7376 (standard ecoresponsable)
- Autoclavable jusqu'à 134°C (environ 4 000 fois)
- Datamatrix avec toutes les informations importantes pour la traçabilité


# LAMES MILLER DE LARYNGOSCOPE LUXAMED® F.O INTÉGRÉE

**LUXAMED®**

Ref. E1.422.012

## Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	4260381960591	Code douanier	90189084
Pays	Allemagne		
<b>MESURES</b>			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES</b>			
Température mini	5	Température maxi	40
Humidité mini	10	Humidité maxi	90
<b>AUTRES CARACTÉRISTIQUES</b>			
Taille	Taille 2		

 12/04/2026 19:12:20 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.