

VALVE DE LERICHE, 28 CM, LARG. 45 MM

Ref. IV05525



12/04/2026 20:33:01 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

VALVE DE LERICHE, 28 CM, LARG. 45 MM

Ref. IV05525



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040088150	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	21	Unité nue / Largeur (cm)	21.6
Unité emballée / Hauteur (cm)	4	Unité nue / Hauteur (cm)	4.6
Unité emballée / Longueur (cm)	28	Unité nue / Longueur (cm)	28.1
Unité emballée / Poids (kg)	0.84	Unité nue / Poids (kg)	0.401

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---