

## SAC DE SECOURS EMERGENCY'S LIGHT

Ref. MEEMER02\_B

**EMERGENCY'S™**



📅 12/04/2026 19:03:42 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## SAC DE SECOURS EMERGENCY'S LIGHT

Ref. [MEEMER02\\_B](#)

**EMERGENCY'S™**

**Sac de secours pratique et léger avec deux séparateurs internes réglables et une poche à fermeture éclair dans le rabat pour faciliter l'organisation du matériel sanitaire**

### Description

- Il dispose également de trois poches extérieures ; celle à l'avant est divisée avec des bandes élastiques caoutchoutées
- Fermetures à zip haute résistance
- Bandes réfléchissantes
- Mallette lavable
- Poignées renforcées et bretelles
- Dimensions 44 x 25 x 27 cm, capacité 22 L
- Matériau 600D Polyester
- Poids 1.29 kg
  
- Existe en version waterproof
- Vendu vide
- Existe en coloris bleu (MEEMER02\_B), jaune (MEEMER02\_J), noir (MEEMER02\_N), orange (MEEMER02\_O), rose (MEEMER02\_RC) et rouge (MEEMER02\_R)

 12/04/2026 19:03:42 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## SAC DE SECOURS EMERGENCY'S LIGHT

Ref. MEEMER02\_B

**EMERGENCY'S™**

### Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	8436564540874	Code douanier	420299000
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

#### MESURES


Unité emballée / Largeur (cm)	24	Unité nue / Largeur (cm)	25
Unité emballée / Hauteur (cm)	22	Unité nue / Hauteur (cm)	27
Unité emballée / Longueur (cm)	30	Unité nue / Longueur (cm)	44
Unité emballée / Poids (kg)	1.3	Unité nue / Poids (kg)	1.29

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

#### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Couleurs	Bleu	Unité emballée / Quantité	1
----------	------	---------------------------	---

 12/04/2026 19:03:42 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.