

**LAME MACINTOSH DE LARYNGOSCOPE
LUXAMED®, F.O. INTÉGRÉE**

LUXAMED®

Ref. E1.413.012



12/04/2026 20:12:47 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

LAME MACINTOSH DE LARYNGOSCOPE LUXAMED®, F.O. INTÉGRÉE

LUXAMED®

Ref. E1.413.012

Lames MACINTOSH de laryngoscope LUXAMED avec fibre optique intégrée.

Description

Disponible en taille :

0 : E1.410.012

1 : E1.411.012

2 : E1.412.012

3 : E1.413.012

4 : E1.414.012

5 : E1.415.012

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	04260381960522	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Allemagne

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	5	Température maxi	40
Humidité mini	10	Humidité maxi	90

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Taille	Taille 3
--------	----------

 12/04/2026 20:12:47 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.