

BRASSARD SPENGLER, POCHE VAQUEZ-LAUBRY NANO



Ref. 330200

Description

Brassard compatible Vaquez-Laubry Nano, de couleur noir, en nylon Oxford noir avec poche caoutchouc double tubulure (11 cm et 60 cm), support de manomètre en croûte de cuir, fermeture par velcro.

Existe en taille S, M ou L

Enfant/Petit adulte (S), nylon, velcro, noir : 330220

Adulte (M), nylon, velcro, noir : 330210

Adulte (L), nylon, velcro, noir : 330200

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3700446028558	Code douanier	9018901000
Garantie (mois)	6	Pays	Indonésie

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.23

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 15/04/2026 00:05:23 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.