

**BRASSARD + POCHE 2T (60+10 CM
RACCORD + POIRE COMPLÈTE)**

Ref. 335111



CE



Description

Brassards avec poche double tubulure et raccord rapide (tube 60 cm + poire + robinet Classic, tube 10 cm + embout métal à vis mâle).

Existe en :

Adulte (M), nylon, velcro, noir (335111)

Adulte (L), nylon, noir (335101)

15/04/2026 00:52:45 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BRASSARD + POCHE 2T (60+10 CM RACCORD + POIRE COMPLÈTE)

Ref. 335111



Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446028435	Code douanier	9018901000
Garantie (mois)	6	Pays	Indonésie

MESURES


Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.245

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

 15/04/2026 00:52:45 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.