

STÉTHOSCOPE SPENGLER MAGISTER ADULTE DOUBLE PAVILLON

Ref. 507200



16/04/2026 00:17:48 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

STÉTHOSCOPE SPENGLER MAGISTER ADULTE DOUBLE PAVILLON



Ref. 507200

Le stéthoscope polyvalent de Spengler

Description

Stéthoscope pour l'auscultation polyvalente.

Sa prise en main idéale et ses performances le destinent à l'auscultation générale et spécialisée.

- Double pavillon en acier inoxydable : adulte et cloche
- Membrane double fréquence :
 - Pression légère pour une écoute des basses fréquences (vasculaire et cardiaque)
 - Pression ferme pour une écoute des hautes fréquences (pulmonaire)
- Lyre en acier inoxydable, légère, orientée à l'anatomie auriculaire
- Bague antifroid et embouts auriculaires confortables

Disponible en Gris Alizé (ref 507204), Rouge (ref: 507201), Vert Lagon (ref :507209), Marine (ref : 507202), Noir (ref: 507200)

CONDITIONS DE STOCKAGE :

Pression atmosphérique : 700-1060 hPa

Température : -10° à 40° C

Humidité : 95% max

STÉTHOSCOPE SPENGLER MAGISTER ADULTE DOUBLE PAVILLON



Ref. 507200

Caractéristiques

| | | | |
|---|---------------|-------------------------------|----------|
| Marquage CE | CE | Dispositif Médical | Non |
| Code barre | 3700446009069 | Code douanier | 90181990 |
| Garantie (mois) | 60 | | |
| MESURES | | | |
| Unité emballée / Largeur (cm) | 16 | Unité emballée / Hauteur (cm) | 4 |
| Unité emballée / Longueur (cm) | 32 | Unité emballée / Poids (kg) | 0.398 |
| CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES | | | |
| Température mini | -10 | Température maxi | 40 |
| Humidité mini | 95 | Humidité maxi | 95 |
| AUTRES CARACTÉRISTIQUES | | | |
| Couleurs | Noir | Unité emballée / Quantité | 1 |

 16/04/2026 00:17:48 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.