


# STÉTHOSCOPE SPENGLER MAGISTER II DOUBLE PAVILLON

Ref. 507252



CE



16/04/2026 00:41:58 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

# STÉTHOSCOPE SPENGLER MAGISTER II DOUBLE PAVILLON



Ref. 507252

**Le Magister II est un stéthoscope professionnel très performant pour une auscultation polyvalente.**

## Description

### HAUTE QUALITÉ ACOUSTIQUE

- Membrane flottante multifréquences
- Pression légère = écoute des basses fréquences (vasculaires et cardiaques)
- Pression ferme = écoute des hautes fréquences (pulmonaires)
- Tubulure simple avec un conduit haute performance
- Lyres en aluminium

### CONFORT

- Bague antifroid
- Embouts auriculaires en silicone
- Nouveau design de lyres plus adapté à l'anatomie
- Indicateur de pavillon

Disponible en version Silver (507251), Black (507261), Myrtille (507262) et Corail (507252)

### CONDITIONS DE STOCKAGE :

Pression atmosphérique : 700-1060 hPa

Température : -10° à 40° C

Humidité : 95% max

# STÉTHOSCOPE SPENGLER MAGISTER II DOUBLE PAVILLON



Ref. 507252

## Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446042134	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	60		

### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	16	Unité emballée / Hauteur (cm)	4
Unité emballée / Longueur (cm)	32	Unité emballée / Poids (kg)	0.43
Unité nue / Poids (kg)	0.105		

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-10	Température maxi	40
Humidité mini	NA	Humidité maxi	95

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Couleurs	Corail	Unité emballée / Quantité	1
----------	--------	---------------------------	---

📅 16/04/2026 00:41:58 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.