

# STÉTHOSCOPE SPENGLER MAGISTER II DOUBLE PAVILLON

Ref. 507262



CE



16/04/2026 00:45:04 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

# STÉTHOSCOPE SPENGLER MAGISTER II DOUBLE PAVILLON



Ref. 507262

**Le Magister II est un stéthoscope professionnel très performant pour une auscultation polyvalente.**

## Description

### HAUTE QUALITÉ ACOUSTIQUE

- Membrane flottante multifréquences
- Pression légère = écoute des basses fréquences (vasculaires et cardiaques)
- Pression ferme = écoute des hautes fréquences (pulmonaires)
- Tubulure simple avec un conduit haute performance
- Lyres en aluminium

### CONFORT

- Bague antifroid
- Embouts auriculaires en silicone
- Nouveau design de lyres plus adapté à l'anatomie
- Indicateur de pavillon

Disponible en version Silver (507251), Black (507261), Myrtille (507262) et Corail (507252)

### CONDITIONS DE STOCKAGE :

Pression atmosphérique : 700-1060 hPa

Température : -10° à 40° C

Humidité : 95% max

# STÉTHOSCOPE SPENGLER MAGISTER II DOUBLE PAVILLON



Ref. 507262

## Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446042127	Code douanier	9018.90.20.00-9
Garantie (mois)	60		
<b>MESURES</b>			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.425
Unité nue / Poids (kg)	0.105		
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES</b>			
Température mini	-10	Température maxi	40
Humidité mini	NA	Humidité maxi	95
<b>AUTRES CARACTÉRISTIQUES</b>			
Couleurs	Myrtille	Unité emballée / Quantité	1

16/04/2026 00:45:04 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.