

STÉTHOSCOPE SPENGLER PULSE SIMPLE PAVILLON

Ref. 507522



CE



16/04/2026 00:19:23 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

STÉTHOSCOPE SPENGLER PULSE SIMPLE PAVILLON

Ref. 507522



Le stéthoscope pour la prise de tension au quotidien

Description

Le stéthoscope PULSE est un instrument pour le diagnostic et la prise de tension au quotidien.

- Simple pavillon en alliage d'aluminium
- Tubulure simple avec conduit haute performance
- Membrane haute résolution en résine époxy
- Lyre en laiton, légère, orientée à l'anatomie auriculaire
- Bague antifroid et embouts auriculaires confortables assortis à la couleur de la tubulure

Disponible en Rouge, Vert Lagon (jusqu'à épuisement de stock), Gris Alizé (jusqu'à épuisement de stock), Noir, Bleu Azur, Marine, Rose Bougainvillier

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446009281	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	36		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.22

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Couleurs	Bleu marine	Unité emballée / Quantité	1
----------	-------------	---------------------------	---

📅 16/04/2026 00:19:23 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.