

**OPHTHALMOSCOPE LUXASCOPE LED 2.5 V  
- LUXAMED**

**Ref. F1.516.914**

**LUXAMED®**



CE

DISPOSITIF MEDICAL  
CLASSE  
**I**  
MEDICAL DEVICE

GARANTIE  
**2**  
2 ANS  
2 YEARS  
GUARANTEE



15/04/2026 00:02:06 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

# OPHTHALMOSCOPE LUXASCOPE LED 2.5 V - LUXAMED

**LUXAMED®****Ref. F1.516.914**

Ophthalmoscope format de poche, plusieurs coloris disponibles !

## Description

- Valeurs de correction : + 20 bis - 20 D ( $\pm$  1 2 3 4 6 8 10 15 20 D)
- 5 filtres différents disponibles : grand spot, petit spot, filtre vert, demi-lune et réticule
- Eclairage : LED
- Possibilité de faire varier l'intensité de la luminosité pour éviter l'éblouissement
- Arrêt automatique après 3 minutes
- Durée de vie des LED : environ 50 000 heures avec un courant constant
- Température de couleur : environ 4 200 K
- Design optimisé de la tête
- Manche composé de deux matériaux : aluminium et fibre de verre renforcé, compatible avec la tête d'otoscope et de dermatoscope LuxaScope LED
- Interrupteur sous forme de bouton-poussoir ON/OFF
- Inclus 2 piles alcalines AAA

Disponible en :

- Blanc : C1.516.914
- Bleu Clair : C1.516.934
- Fuschia : C1.516.974
- Jaune : C1.516.944
- Kids : C1.916.914
- Noir : C1.516.114
- Vert : C1.516.954
- Violet : C1.516.964

# OPHTHALMOSCOPE LUXASCOPE LED 2.5 V - LUXAMED

**LUXAMED®**

Ref. F1.516.914

## Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	04260381964520	Code douanier	90185090
Garantie (mois)	24	Pays	Allemagne

### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	5	Température maxi	40
Humidité mini	10	Humidité maxi	90

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Couleurs	Kids
----------	------

 15/04/2026 00:02:06 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.