

# BRASSARD NYLON SUNTECH ADUL (BLEU ROYAL) 23-33CM 2 TUBES SANS RACCORD

SUNTECH

Ref. DSU231045

Conçu pour une mesure fiable et confortable de la pression artérielle chez l'adulte.

## Description

Brassard nylon bleu royal Suntech à l'unité.  
Double tubulure, sans raccord, taille adulte 23-33 cm

## Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446013967	Code douanier	9018905040
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	14	Unité emballée / Hauteur (cm)	9
Unité emballée / Longueur (cm)	19	Unité emballée / Poids (kg)	0.448

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

 17/04/2026 00:25:55 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.