

**LOT DE 5 CUISSARDS SUNTECH
MONOBLOC RÉUTILISABLE EXTRA LARGE
(38-50CM) - CONNECTEUR BAYONNET
MÉTAL**

SUNTECH

Ref. DSU231116



CE



16/04/2026 23:43:17 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

LOT DE 5 CUISSARDS SUNTECH MONOBLOC RÉUTILISABLE EXTRA LARGE (38-50CM) - CONNECTEUR BAYONET MÉTAL

SUNTECH

[Ref. DSU231116](#)

Indiqués pour la mesure non invasive de la pression artérielle chez l'adulte.

Description

Cuissard nylon réutilisable vendus en boîte de 5 unités.
Simple tubulure, raccord à bayonette

Taille extra large adulte 38-50cm.

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661041008843	Code douanier	9018905040
Garantie (mois)	24	Pays	Chine
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	25	Unité emballée / Hauteur (cm)	10
Unité emballée / Longueur (cm)	23	Unité emballée / Poids (kg)	0.8
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

📅 16/04/2026 23:43:17 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.