

## MONTRE INFIRMIÈRE SPENGLER

Ref. 570652



### Description

Montre infirmière, pour un look parfait avec le tensiomètre MOBI de SPENGLER

- En silicone souple, s'accroche facilement à la blouse
- Système «Stop & Go» pour économiser la pile
- 4 couleurs assorties au tensiomètre Mobi

📅 20/04/2026 22:57:39 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## MONTRE INFIRMIÈRE SPENGLER

Ref. 570652



### Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3700446029548	Code douanier	91021100
Garantie (mois)	12	Pays	Chine

#### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.064

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

#### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Couleurs	Carbone	Unité emballée / Quantité	1
----------	---------	---------------------------	---