

BRASSARD PNI SOFT CUFF® - 5 TAILLES

Ref. BT105S

CE

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
I
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
1 AN
1 YEAR
GUARANTEE



22/04/2026 22:24:51 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BRASSARD PNI SOFT CUFF® - 5 TAILLES

Ref. BT105S

Les brassards Soft Cuff® tout confort !

Description

Le brassard Soft Cuff® avec poche offre confort et douceur au patient.

- Adapté à tous types de patients avec 6 tailles disponibles (5 brassards et un cuissard)
- fait de Nylon oxford, une matière agréable au contact
- Sans latex

Compatibles avec le Lian Dessillons SPENGLER, les moniteurs COMEN et autres.

Disponibles en 5 tailles :

- BT101S taille nourrisson
- BT102S taille enfant
- BT103S taille petit adulte
- BT104S taille adulte
- BT105S taille large adulte

SPENGLER MEDICAL S'ENGAGE DURABLEMENT!

Pour les brassards et cuissards Soft Cuff®, SPENGLER MEDICAL a remplacé l'emballage plastique par des enveloppes kraft certifiées FSC.

BRASSARD PNI SOFT CUFF® - 5 TAILLES

Ref. BT105S

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700468215707	Code douanier	9018901000
Garantie (mois)	12	Pays	France

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	10	Température maxi	70
Humidité mini	10	Humidité maxi	100

AUTRES CARACTÉRISTIQUES