

## BRASSARD PNI RÉUTILISABLE POUR VITALIMATE MINI

Ref. MONI011B



CE



22/04/2026 01:55:21 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## BRASSARD PNI RÉUTILISABLE POUR VITALIMATE MINI

Ref. MONI011B

Les brassards PNI réutilisables du Vitalimate MINI

### Description

Les brassards PNI du Vitalimate MINI sont confortables et existent en toutes les tailles pour tous types de patients.

- Brassard PNI réutilisable adulte (27-35cm) : ref MONI011
- Brassard PNI réutilisable adulte large (34-43cm) : ref MONI011A
- Brassard PNI réutilisable petit adulte (20.5-28cm) : ref MONI011G
- Brassard PNI réutilisable enfant (14-21.5cm) : ref MONI011C
- Brassard PNI réutilisable néonatal (10-15cm) : ref MONI011D
- Cuissard PNI réutilisable adulte (42-54cm) : ref MONI011B

Il existe aussi pour les nourrissons des brassards néonataux jetables.

# BRASSARD PNI RÉUTILISABLE POUR VITALIMATE MINI

Ref. [MONI011B](#)

## Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	6948309002506	Code douanier	9018193090
Garantie (mois)	6	Pays	Chine


### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.08
Unité nue / Poids (kg)	0.075		

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-20	Température maxi	55
Humidité mini	10	Humidité maxi	93

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

 22/04/2026 01:55:21 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.