

CAPTEUR SPO2 WRAP PÉDIATRIQUE ET NEONATE POUR NC6, NC7, ND10 COMEN

COMEN

Ref. BCCAPT11



CE
1639

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
II^b
MEDICAL DEVICE

26/04/2026 18:36:38 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CAPTEUR SPO2 WRAP PÉDIATRIQUE ET NEONATE POUR NC6, NC7, ND10 COMEN

COMEN

Ref. BCCAPT11

le capteur SpO2 wrap des tous petits!

Description

Capteur SpeO2 wrap pédiatrique et néonatal pour les moniteurs Comen

Compatible avec les moniteurs NC6, NC7 et ND10

Caractéristiques

Marquage CE	CE1639	Dispositif Médical	Classe IIb
Code barre	6945429080742	Code douanier	901819309C
Pays	Chine		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

📅 26/04/2026 18:36:38 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.