

MONITEUR COMEN NC7 PNI+SPO2+WIFI

Ref. BCMONI26

COMEN



CE
1639

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE II_b
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2 ANS
2 YEARS
GUARANTEE



26/04/2026 18:33:12 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

MONITEUR COMEN NC7 PNI+SPO2+WIFI

Ref. BCMONI26

COMEN

Le moniteur NC7, l'excellence en monitoring!

Description

Le plus complet des moniteurs de signes vitaux ! Le moniteur NC7 de COMEN en version WIFI.

Précis et efficace il mesure les signes vitaux suivants: PNI, SpO2 et possède la fonction capnographie (EtCO2) (une version avec température sera bientôt disponible)

Polyvalent il peut être utilisé dans tous les types d'environnements cliniques: en cabinet, lors de la visite du service, au triage d'urgence ainsi qu'en simple monitoring au lit du patient

Il mesure PNI et SpO2 avec une technologie de mesure à la montée pour la PNI qui donne une mesure très rapide (env 15s).

Il dispose aussi d'une fonction d'assistance de diagnostic clinique avancée qui propose le calcul de nombreux paramètres tels que:

- Les scores d'alerte précoce (MEWS, NEWS, NEWS2, PEWS)
- Le score de Glasgow
- le score de douleur
- Cardiopathie Congénitale Critique
- valeur cible
- Paramètre à rentrer manuellement

Son écran tactile de 10.1" (1280*800) affiche des résultats et une interface très claire

Compact (env 4.2kg et mesurant 270x150x265mm) il est portable et convient à tous les environnements médicaux. Il peut être utilisé avec un socle à roulettes sur lequel peut être intégré une batterie de secours.

Contenu du pack:

MONITEUR COMEN NC7 PNI+SPO2+WIFI

COMEN

Ref. BCMONI26

- un moniteur
- un brassard adulte (25-35cm)
- un capteur SpO2 adulte
- 1 rallonge de 2m pour brassard
- 1 câble secteur
- 1 manuel d'utilisation

Maintenance obligatoire tous les 2 ans

Ce moniteur est compatible avec nos brassards made in France: EasyCuff® et CLINIC®

Caractéristiques

Marquage CE	CE1639	Dispositif Médical	Classe IIb
Code barre	3700446042530	Code douanier	9018199560
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	32	Unité emballée / Hauteur (cm)	33
Unité emballée / Longueur (cm)	34	Unité emballée / Poids (kg)	5.075
Unité nue / Poids (kg)	2.66		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	10	Humidité maxi	95

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

📅 26/04/2026 18:33:12 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.