

BRASSARD PÉDIATRIQUES 18-26CM POUR MONITEUR 4VS SPENGLER

Ref. 551621



CE



Description

Brassard pédiatrique pour module PNI du moniteur de signes vitaux 4VS de SPENGLER.
Dimensions (18-26cm)

30/04/2026 00:47:14 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BRASSARD PÉDIATRIQUES 18-26CM POUR MONITEUR 4VS SPENGLER



Ref. 551621

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446033057	Code douanier	9018901000
Garantie (mois)	6	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.049

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

 30/04/2026 00:47:14 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.